

Estrattore a freddo VELP modello COEX

Estrattore a freddo VELP modello COEX

Identificativi Prodotto

Reference: F30500500



ermes enabled

Descrizione

I campioni che devono essere sottoposti alla determinazione della fibra grezza devono avere un contenuto di grasso inferiore all'1%. Se il contenuto di grasso è superiore bisogna eseguire un'estrazione preliminare utilizzando acetone, esano od etere di petrolio.

Il sistema a freddo COEX permette un rapido sgrassamento dei campioni all'interno degli stessi crogioli che verranno poi utilizzati sugli estrattori FIWE 3 e FIWE 6 per la conseguente determinazione della fibra grezza.

L'estrattore a freddo è fornito completo di 6 crogioli in vetro.

Dati Tecnici

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W): 115-230/ 50-60/220

Dimensioni (LxPxH mm): 730x380x300

Peso (kg): 19