

UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML 100-2000 PT-DA 20/2EC-E192

UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML
100-2000 PT-DA 20/2EC-E192

Identificativi Prodotto

Reference: 23.9108.99



Descrizione

PT-DA 20/2EC-E192 Utensile per dispersione per PT 2500 E, PT4000

Volume trattabile (ml): 100÷2000 - Diametro statore (mm): 20 - Profondita' di immersione (mm): 192 - Materiale a contatto con il campione: PTFE-AISI 316L.

- Qualsiasi operazione di dispersione standard.
- Frantumazione di campioni di tessuto animali e umani in diversi liquidi e volumi.
- Preparazione dei campioni per l'estrazione e la soluzione di materiale organico.
- Preparazione dei campioni nella diagnostica medica e nelle analisi del DNA.
- Estrazioni di principi attivi/sostanze da campioni vegetali.
- Frazionamento cellulare di cellule animali e vegetali.
- Disagglomerazione di strutture cellulari.

- Intensa miscelazione.

Dati Tecnici