

UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML 300-10000 PT-DA 50/2EC-F250



UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML
300-10000 PT-DA 50/2EC-F250

Identificativi Prodotto

Reference: 23.9146.99

Descrizione

PT-DA 50/2EC-F250 Utensile per dispersione per PT 10-35 GT, PT 3100 D, PT 6100 D (solo F-Coupling)

Volume trattabile (ml): 300÷10000 - Diametro statore (mm): 50 - Profondita' di immersione (mm): 250 - Materiale a contatto con il campione: PTFE-AISI 316L - Temperatura max (°C): 90

- Qualsiasi operazione di dispersione standard.
- Frantumazione di campioni di tessuto animali e umani in diversi liquidi e volumi.
- Preparazione dei campioni per le'estrazione e la soluzione di materiale organico.
- Preparazione dei campioni nella diagnostica medica e nelle'analisi del DNA.
- Estrazioni di principi attivi/sostanze da campioni vegetali.
- Frazionamento cellulare di cellule animali e vegetali.

- Disagglomerazione di strutture cellulari.
- Intensa miscelazione.

Dati Tecnici