

Reattivo predosato ULTRASNAP per test su superfici, da utilizzare con il Bioluminometro System Sure

Reattivo predosato ULTRASNAP per test su superfici, da utilizzare con il Bioluminometro System Sure

Identificativi Prodotto

Reference: 23.8630.99



Descrizione

Reattivo predosato ULTRASNAP per test su superfici, da utilizzare con il Bioluminometro System Sure Plus.

I reattivi predosati evitano all'operatore di dover utilizzare pipette o flaconcini e permettono un'ottima ripetibilità delle misure. Possono essere conservati fino a 12 mesi in frigorifero o 1 mese a temperatura ambiente.

Dati Tecnici

Confezione (pezzi): 100